



Tägliche Reinigung – so geht's richtig:

- Schiene aus dem Mund nehmen.
- Mit lauwarmem Wasser abspülen (kein heißes Wasser – Verformungsgefahr!).
- Mit milder Seife oder Spülmittel und einer weichen Zahnbürste sanft reinigen.

Bitte vermeiden Sie:

- Keine Zahnpasta verwenden – sie kann die Oberfläche aufrauen und Verfärbungen verursachen.
- Kein heißes Wasser benutzen – Hitze kann die Schiene verformen.

Zusätzlicher Reinigungstipp – Ultraschallbad:

- Ultraschallreiniger für Zuhause sind ideal zur gründlichen Reinigung.
- Schiene für 3 – 5 Minuten in das Ultraschallbad legen.
- Die feinen Schwingungen entfernen Ablagerungen – schonend für den Kunststoff.
- Wichtig: Wasser im Gerät täglich wechseln.

Tipp:

- Bewahren Sie Ihre Schiene immer trocken und sauber in der Aufbewahrungsbox auf.

*Bitte beachten Sie diese Hinweise für eine hygienische Anwendung Ihrer Zahnschiene.*